



Probówki okrągłodenne z PP - bez zakrętki - poj. 5 ml - 10 ml



Probówki o wymiarach śr. 13 x 75 mm, gwintowane z okrągłym dnem, niesterylne, o pojemności roboczej 5 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0168	Probówki okrągłodenne z PP	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	60.504.010
	J-0169	Probówki okrągłodenne z PP	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	60.504.015
	J-0170	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	15,3 x 92 mm	niesterylne	worek	500 szt.	60.610.013

Opis

Probówki o wymiarach śr. 13 x 75 mm, gwintowane z okrągłym dnem, niesterylne, o pojemności roboczej 5 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Nadają się do wirowania – max RCF – **5000 x g** i autoklawowania w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych. Opakowania po 1000 szt. lub 500 szt. w wersji StackPack, które jest o 40% mniejsze od klasycznego kartonu.

Do stosowania z gwintowanymi zatyczkami Sarstedt, które należy dokupić oddzielnie.