



Probówki okrągłodenne z PP - z zakrętka z HDPE - poj. 4,5 ml - 13 ml



Probówki z okrągłym dnem, gwintowane, o pojemności roboczej od 4,5 do 13 ml. Z przezroczystego polipropylenu z gwintowanym korkiem wykonanym z HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0181	Probówki okrągłodenne z PP	4,5 ml	12 x 75 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	60.557.001
	J-0182	Probówki okrągłodenne z PP	4,5 ml	12 x 75 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	1000 szt.	60.557
	J-0183	Probówki okrągłodenne z PP	6 ml	11,5 x 92 mm	bezbarwny	sterylny	worek	500 szt.	60.546.002
	J-0184	Probówki okrągłodenne z PP	6 ml	11,5 x 92 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	1000 szt.	60.546
	J-0185	Probówki okrągłodenne z PP	7 ml	13 x 82 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	1000 szt.	60.550.100
	J-0186	Probówki okrągłodenne z PP	7 ml	13 x 82 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	60.550.109
	J-0187	Probówki okrągłodenne z PP	7 ml	13 x 82 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	100 szt.	60.550.115
	J-0188	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	16 x 79 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	60.506.001
	J-0189	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	16 x 79 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	1000 szt.	60.506
	J-0190	Probówki okrągłodenne z PP - ze skalą i etykietą	10 ml	15,3 x 92 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	62.610.201
	J-0191	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	15,3 x 92 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	100 szt.	60.610.100
	J-0192	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	15,3 x 92 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	60.610.001
	J-0193	Probówki okrągłodenne z PP	10 ml	15,3 x 92 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	1000 szt.	60.610
	J-0201	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwny	niesterylny	worek	1000 szt.	60.541.500
	J-0202	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	czerwony	niesterylny	worek	500 szt.	60.541.003
	J-0203	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	żółty	niesterylny	worek	500 szt.	60.541.929
	J-0204	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	niebieski	niesterylny	worek	500 szt.	60.541.021

	J-0205	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwny	niesterylne	worek	100 szt.	60.541.545
	J-0206	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwny	niesterylne	worek	100 szt.	60.540.012
	J-0207	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwny	niesterylne	worek	500 szt.	60.540.500
	J-0208	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	czerwony	niesterylne	worek	500 szt.	60.540.022
	J-0209	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	żółty	niesterylne	worek	500 szt.	60.540.014
	J-0210	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	niebieski	sterylne	worek	500 szt.	60.540.052
	J-0211	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwny	sterylne	pak. ind.	100 szt.	60.540.108

Opis

Probówki gwintowane z okrągłym dnem posiadają pojemność roboczą od 4,5 ml do 13 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) w komplecie z zakrętkami wyprodukowanymi z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Z możliwością stosowania w wirówkach. Mogą być autoklawowane w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych. Opakowania w zależności od produktu zawierają od 100 do 1000 szt. Probówki J-0187 i J-0191 mają już nakręconą zakrętkę. Dostępne w wersji:

- niesterylnej z zakrętkami,
- niesterylnej z zakrętkami zamontowanymi,
- sterylnej – pakowane w worek,
- sterylnej – pakowane indywidualnie, dodatkowo z podziałką i polem opisowym.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki stożkowodenne i płaskodenne.