





## Papierki wskaźnikowe do oznaczeń jakościowych



Papierki wskaźnikowe umożliwiające szybkie i wygodne stwierdzenie obecności niskich stężeń jonów i związków chemicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	M-3716	Papierki do ozn. jakościowych Aquatec	100 szt.
	M-3653	Papierki do ozn. jakościowych Miedź	200 szt.

### Opis

Papierki wskaźnikowe firmy Macherey-Nagel umożliwiające szybkie i wygodne stwierdzenie obecności niskich stężeń jonów i związków chemicznych.

[\[Przykładowe zastosowania, opisy reakcji barwnych, progi wykrywalności\] - BY POBRAĆ PLIK .PDF KLIKNIJ TUTAJ](#)