



Adaptory 25 ml do Eppendorf SmartBlock 50 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Adapter na próbki stożkowodenne o poj. 25 ml do Eppendorf SmartBlock 50 ml (K-5018). Zestaw zawiera 4 adaptory oraz narzędzie do ich wyjmowania.

Miniatura



Nr-art.

K-5033

Nazwa

Adapter do próbek Eppendorf 25 ml

Szt./Op.

4 szt.

Opis

Adapter przeznaczony do próbek stożkowodennych Eppendorf Conical Tubes o poj. 25 ml ([z zakrętką](#) lub [z pokrywką SnapTec](#)). Umożliwia on ich dopasowanie do Eppendorf SmartBlock 50 ml ([K-5018](#)). Dzięki temu próbki mogą być termostatowane w Eppendorf ThermoMixer™ C ([K-5106](#)) lub ThermoStat™ C ([K-5107](#)).

Zestaw zawiera 4 adaptory oraz narzędzie do ich wyjmowania.