





## Pokrywki do termomikserów firmy Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Pokrywki do termomikserów firmy Eppendorf. Pasują do: Eppendorf ThermoMixer™ F1.5 z wbudowanym wkładem SmartBlock™ na 24 probówki o poj. 1,5 ml, Eppendorf ThermoMixer™ FP z wbudowanym wkładem SmartBlock™ do płytek mikrolitrowych oraz Deep-Well w zestawie z pokrywką, Eppendorf ThermoMixer™ C - bez wkładu i Eppendorf ThermoStat™ C - bez wkładu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5108	Standardowa pokrywka Eppendorf do termomikserów F1.5, FP i wybranych wkładów SmartBlock™	5363 000.233
	K-5109	Pokrywka Eppendorf ThermoTop® do termomikserów F1.5, FP i wybranych wkładów SmartBlock™	5308 000.003

### Opis

Pokrywki do termomikserów firmy Eppendorf. Pasują do: Eppendorf ThermoMixer™ F1.5 z wbudowanym wkładem SmartBlock™ na 24 probówki o poj. 1,5 ml, Eppendorf ThermoMixer™ FP z wbudowanym wkładem SmartBlock™ do płytek mikrolitrowych oraz Deep-Well w zestawie z pokrywką, Eppendorf ThermoMixer™ C - bez wkładu i Eppendorf ThermoStat™ C - bez wkładu.

Standardowa pokrywka Eppendorf oraz pokrywka ThermoTop® mogą być używane wyłącznie wraz z wkładami SmartBlock™ przeznaczonymi do probówek o pojemnościach od 0,5 do 2,0 ml, płytek mikrolitrowych oraz płytek PCR 96- i 384-dołkowych.