



Probówki stożkowodenne - do korków push-cap - poj. 4,5-12 ml



Probówki wirówkowe, niesterylne, o podstawie stożkowej, pojemności od 4,5 ml do 12 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0281	Probówki stożkowodenne z PP	4,5 ml	12 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	57.512
	J-0282	Probówki stożkowodenne z PS	4,5 ml	12 x 75 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	57.477
	J-0283	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą i etykietą	10 ml	16 x 110 mm	niesterylne	worek	100 szt.	62.9924.272
	J-0284	Probówki stożkowodenne z PS - ze skalą	12 ml	17 x 110 mm	sterylne	worek	100 szt.	57.462.001
	J-0285	Probówki stożkowodenne z PS - ze skalą	12 ml	17 x 110 mm	niesterylne	worek	500 szt.	57.527
	J-0286	Probówki stożkowodenne z PS - ze skalą	12 ml	17 x 110 mm	niesterylne	StackPack	250 szt.	57.462.015
	J-0287	Probówki stożkowodenne z PS - ze skalą	12 ml	17 x 110 mm	niesterylne	worek	500 szt.	57.462

Opis

Probówki ze stożkowym dnem, niesterylne, o pojemności roboczej od 4,5 do 12 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) lub polistyrenu (PS). Dostępne również ze skalą oraz polem opisowym. Nadają się do wirowania - max RCF w zakresie **2500-5000 x g** w zależności od numeru artykułu. Wykonane z PP można autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych. Do probówek niesterylnych zatyczki wciskane należy dokupić oddzielnie. Opakowania 250-1000 szt. w worku lub StackPack (opakowanie o 40% mniejsze od standardowego kartonu).

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i płaskodenne.