



Probówki płaskodenne - bez korka - poj. 7 ml - 35 ml



Przezroczyste probówki z płaskim dnem o pojemności od 7 do 35 ml wyprodukowane z PP lub PS, oferowane bez korków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0351	Probówki płaskodenne z PS - ze skalą i etykietą	7 ml	16 x 50 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	62.486
	J-0352	Probówki płaskodenne z PP	7 ml	16 x 50 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	58.536
	J-0353	Probówki płaskodenne z PS	7 ml	16 x 50 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	58.485
	J-0354	Probówki płaskodenne z PS - ze skalą i etykietą	12 ml	16,5 x 95 mm	niesterylne	worek	500 szt.	62.470
	J-0355	Probówki płaskodenne z PP	12 ml	16,5 x 95 mm	niesterylne	worek	500 szt.	58.505
	J-0356	Probówki płaskodenne z PS	12 ml	16,5 x 95 mm	niesterylne	worek	500 szt.	58.491
	J-0357	Probówki płaskodenne z PS	12 ml	23,5 x 40 mm	niesterylne	worek	500 szt.	58.487
	J-0358	Probówki płaskodenne z PS	21 ml	23,5 x 65 mm	niesterylne	worek	500 szt.	58.489
	J-0359	Probówki płaskodenne z PP	23 ml	23,5 x 75 mm	niesterylne	worek	500 szt.	58.631
	J-0360	Probówki płaskodenne z PS	23 ml	23,5 x 75 mm	niesterylne	worek	500 szt.	58.490
	J-0361	Probówki płaskodenne z PP	35 ml	23,5 x 115 mm	niesterylne	worek	500 szt.	58.537

Opis

Probówki firmy Sarstedt z płaskim dnem, niesterylne, o pojemności roboczej od 7 do 35 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) lub polistyrenu (PS). Wszystkie modele nadają się do wirowania – maks. RCF w zakresie **1500-4000 x g**, w zależności od numeru artykułu. Probówki płaskodenne z PP można autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych.

Probówki o poj. 12 ml (J-0354) i 7 ml (J-0351) wykonane z PS oferowane są w wersji z podziałką i polem opisowym.

Wszystkie probówki przeznaczone są do stosowania z zatyczkami wciskanymi (ang. push caps) Sarstedt, które należy dokupić oddzielnie.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i stożkowodenne .