



Zestawy startowe homogenizatorów BagMixer[®]

interscience

BagMixer[®] Starter Pack zawiera wszystko, co może być przydatne do rozpoczęcia analiz mikrobiologicznych. W każdym zestawie znajduje się BagMixer[®], po jednym opakowaniu sterylnych woreczków BagLight[®] 400 i Bag Filter[®] 400 P, zamknięcia BagClip[®], statyw BagOpen[®] na 1 woreczek oraz stojak BagRack[®] 400 na 11 woreczków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0100	Zestaw BagMixer Starter Pack z homogenizatorem BagMixer [®] 400 P	021 230
	K-0101	Zestaw BagMixer Starter Pack z homogenizatorem BagMixer [®] 400 W	022 230
	K-0103	Zestaw BagMixer Starter Pack z homogenizatorem BagMixer [®] 400 CC	024 230

Opis

BagMixer[®] 400 to łatwe w użyciu i wydajne homogenizatory laboratoryjne. Są ciche, mocne i gwarantują optymalną ekstrakcję bakteryjną. Idealnie przystosowane do rozdrabniania produktów o stałej konsystencji. Próbkę zamykane są w sterylnych woreczkach a następnie umieszczane w komorze miksera gdzie rozcierane są za pomocą łopatek rozdrabniających. BagMixer[®] 400 jest doskonałym narzędziem pozwalającym uniknąć wszelkiego ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego. Homogenizator jest łatwy w utrzymaniu czystości. Wykonany ze stali nierdzewnej (obudowa i komora) i wyposażony w tackę ociekową, która chroni urządzenie przed zanieczyszczeniem na wypadek nieszczelności woreczka. Występują w wersji z pełnymi drzwiczkami lub z przeszklonymi dając możliwość podglądu zachodzącego procesu homogenizacji. Homogenizatory BagMixer[®] 400 posiadają 3 letnią gwarancję producenta.

Ekonomiczne zestawy startowe zawierają wszystko, czego potrzeba, aby rozpocząć korzystanie ze stomacherów BagMixer[®].

W każdym zestawie znajdują się:

- BagMixer[®] 400 – do wyboru model 400 P, 400 W lub 400 CC,
- sterylne woreczki BagLight[®] 400 – 500 szt.
- sterylne woreczki Bag Filter[®] 400 P – 500 szt.
- zamknięcia BagClip[®] – 50 szt.
- statyw BagOpen[®] na 1 woreczek – 1 szt.
- stojak BagRack[®] 400 na 11 woreczków – 1 szt.

