



Kolorowe płatki kodujące do zakrętek - do probówek o śr. 16,5 mm



Płatki do kodowania kolorami zakrętek w probówkach o średnicy 16,5 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Do kapsli o śr.	Nr producenta	Pakowane
	J-0425	Kolorowe wkładki do zakrętek na probówki	różne kolory	16,5 mm	65.744.999	6 x 500 szt

Opis

Nakładki w sześciu kolorach (białe, czerwone, żółte, zielone, niebieskie, fioletowe), wykonane z polistyrenu wysokoudarowego (SB) – przeznaczone do zakładania na zakrętki o średnicy 16,5 mm. Pozwalają na szybszą i łatwiejszą identyfikację próbek. Opakowanie zbiorcze zawiera 3000 szt. (po 500 szt. płatków kodujących każdego koloru). Nie ma możliwości zamówienia płatków kodujących w jednym wybranym kolorze. Płatki kodujące nie są kompatybilne z zakrętkami z uszczelką z EPDM (J-0421).