



Zakrętki z HDPE - do probówek o śr. 11,5-16,5 mm



Standardowe zakrętki gwintowane, wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), w różnych rozmiarach, odpowiednie do probówek o średnicy w zakresie 11,5-16,5 mm, produkowane przez firmę Sarstedt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Do probówek	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0410	Zakrętki z HDPE	bezbarny	śr. 11,5-12 mm	65.1121	1000 szt.
	J-0411	Zakrętki z HDPE	bezbarny	o śr. 13 mm	65.728	1000 szt.
	J-0412	Zakrętki z HDPE	zielone	o śr. 13 mm	65.726	1000 szt.
	J-0413	Zakrętki z HDPE	przezroczyste	śr. 15,3 mm	65.729	1000 szt.
	J-0414	Zakrętki z HDPE	jasnoniebieskie	śr. 15,3 mm	65.645	1000 szt.
	J-0415	Zakrętki z HDPE	bezbarny	śr. 16-16,5 mm	65.176	1000 szt.

Opis

Zakrętki wyprodukowane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Wewnętrznie gwintowane, bezbarwne. Odpowiednie do probówek gwintowanych o średnicach: 11,5-12 mm, 13 mm, 15,3 mm, 16-16,5 mm. Pasują również do probówek do systemu pobierania krwi S-Monovette firmy Sarstedt. Artykuł (J-0413) posiada certyfikat CE oraz IVD (produkt medyczny do diagnostyki *in vitro*). Oferowane opakowania zawierają 1000 szt.