



Korki uniwersalne z LDPE - do probówek o śr. 12-17 mm i S-Monovette o śr. 13 mm



Uniwersalne korki archiwizacyjne wykonane z LDPE do zamykania probówek o średnicach w zakresie 12-17 mm. Wyprodukowane przez firmę Sarstedt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Do probówek	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0521	Korki z LDPE	bezbarny	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65.1379	1000 szt.
	J-0522	Korki z LDPE	czerwony	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65.1379.002	1000 szt.
	J-0523	Korki z LDPE	żółty	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65.1379.004	1000 szt.
	J-0524	Korki z LDPE	niebieski	śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm	65.1379.006	1000 szt.

Opis

Korki uniwersalne do systemu pobierania krwi S-Monovette o średnicy 13 mm oraz probówek o śr. 12-17 mm. Zatyczki wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). Dwie różne pozycje zatyczki (normalna lub do góry dnem) sprawiają, że mogą one służyć do zabezpieczania przed parowaniem i zanieczyszczeniem próbek przechowywanych w probówkach o średnicy od 12 mm do 17 mm.