



Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - poj. 50 ml - brązowe



Probówki wirówkowe typu Falcon o stożkowym dnie firmy Sarstedt o pojemności 50 ml. Posiadają skalę i pole opisowe. Wykonane z PP. W komplecie z zakrętką z HDPE. Probówki w kolorze brązowym dla próbek wrażliwych na światło.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0315	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem 50 ml opisowym	50 ml	28 x 114 mm	czerwona	niesterylny	worek	25 szt.	62.548.304
	J-0316	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem 50 ml opisowym	50 ml	28 x 114 mm	czerwona	sterylny	worek	25 szt.	62.547.354

Opis

Probówki wirówkowe typu falcon o poj. 50 ml wykonane z polipropylenu. Ze stożkowym dnem. Posiadają podziałkę i pole opisowe. W zestawie z już nakręconą czerwoną zakrętką wykonaną z HDPE. Dostępne w wersji niesterylnej (J-0315) i sterylnej (J-0316). Pakowane w worki po 25 szt. Można je wirować z maks. RCF: **20000 x g**. Probówki wirówkowe Sarstedt w kolorze brązowym są przeznaczone do pracy z próbkami wrażliwymi na światło. Dla mniej wymagających zastosowań dostępne są probówki typu falcon z PP pakowane [w worki](#) lub [statywy styropianowe](#), a także [probówki wirówkowe o poj. 15 ml wykonane z polistyrenu \(PS\)](#).

Oferta próbek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i płaskodenne.