



## Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - poj. 15 i 50 ml - w statywach styropianowych



Probówki wirówkowe o stożkowym dnie firmy Sarstedt o pojemności 15 ml lub 50 ml. Posiadają skalę i pole opisowe. Wykonane z PP. W komplecie z zakrętką z HDPE. Sterylne. Pakowane w statywy styropianowe.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                                                       | Pojemność | Śr. x wys.  | Kolor zakrętki | Stopień czystości | Rodzaj pak.         | Szt./Op. | Nr producenta |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|----------|---------------|
|   | J-0303  | Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem opisowym 15 ml | 15 ml     | 17 x 120 mm | czerwony       | sterylny          | statyw styropianowy | 50 szt.  | 62.554.002    |
|  | J-0313  | Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem opisowym 50 ml | 50 ml     | 28 x 114 mm | czerwony       | sterylny          | statyw styropianowy | 25 szt.  | 62.547.004    |

### Opis

Probówki wirówkowe Sarstedt o poj. 15 ml i 50 ml wykonane z polipropylenu. Ze stożkowym dnem. Posiadają podziałkę i pole opisowe. W zestawie z już nakręconą czerwoną zakrętką wykonaną z HDPE. Sterylizowane radiacyjnie. Są pakowane w statywy styropianowe po 25 szt. lub 50 szt. Probówki typu Falcon o poj. 15 ml i 50 ml można wirować z maks. RCF: **20000 x g**.

Oferta firmy Sarstedt obejmuje również [probówki wirówkowe typu falcon z PP pakowane w worki](#), [brązowe dla próbek wrażliwych na światło](#) oraz [probówki wirówkowe typu falcon wykonane z PS](#).