



Nóż homogenizacyjny T 17 typ M



Nóż homogenizacyjny przeznaczony do rozdrabniania tkanek i mediów włóknistych. Pasuje do homogenizatorów X-120, X-360, Unidrive i UnidriveD. Nadaje się do homogenizacji próbek o objętościach 250-1500 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Obj. próbki	Śr. głowicy
	60426-M.	Nóż homogenizacyjny T 17 typ M	250-1500 ml	17 mm

Opis

Nóż homogenizacyjny przeznaczony do rozdrabniania tkanek i mediów włóknistych. Pasuje do homogenizatorów X-120, X-360, Unidrive i UnidriveD.

Nadaje się do homogenizacji próbek o objętościach 250-1500 ml.

Głowica o średnicy: 17 mm.