



pH-metr kieszonkowy

Tester pH sterowany mikroprocesorem, z elektrodą zabezpieczoną tkaniną ochronną. Przyrząd wyklucza nieprawidłowe pomiary spowodowane zanieczyszczeniem lub zatkaniem diafragmy. W celu oczyszczenia elektrody należy zdjąć 2 mm tkaninę ochronną i usunąć zanieczyszczenie. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach.

Miniatura



Nr-art.

4-1078

Nazwa

pH-metr kieszonkowy

Zakres pomiaru

pH 0,0 - 14,0

Opis

Tester pH sterowany mikroprocesorem, z elektrodą zabezpieczoną tkaniną ochronną. Przyrząd wyklucza nieprawidłowe pomiary spowodowane zanieczyszczeniem lub zatkaniem diafragmy. W celu oczyszczenia elektrody należy zdjąć 2 mm tkaninę ochronną i usunąć zanieczyszczenie. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach.

Zakres pomiarowy: 0,0 do 14 pH.

Rozdzielczość: 0,1 pH.

Dokładność: $\pm 0,2$ pH.

Kalibrowanie: automatycznie w 2 punktach.

Wyrównanie temperatury: automatycznie 0 do 50°C.

Wydajność baterii: 300 godzin.

Temperatura otoczenia: 0 do 50°C.

Wymiary: 150 x 45 x 25 mm.