



Probówki typu Eppendorf - poj. 2,0 ml



Mikroprobówki o poj. 2,0 ml z przyłączonymi na zawias pokrywkami zatrzaskowymi o pojemności 2,0 ml. Wykonane z PP, wyposażone w pole opisowe oraz skalę. Probówki dostępne są w 7 wariantach kolorystycznych. Pakowane w worki po 500 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1321	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbarwny	worek	500 szt.	72.691
	J-1322	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml	2 ml	10,8 x 40 mm	brązowy	worek	500 szt.	72.691.001
	J-1323	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml	2 ml	10,8 x 40 mm	czerwony	worek	500 szt.	72.691.002
	J-1324	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml	2 ml	10,8 x 40 mm	żółty	worek	500 szt.	72.691.004
	J-1325	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml	2 ml	10,8 x 40 mm	zielony	worek	500 szt.	72.691.005
	J-1326	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml	2 ml	10,8 x 40 mm	niebieski	worek	500 szt.	72.691.006
	J-1327	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml	2 ml	10,8 x 40 mm	fioletowy	worek	500 szt.	72.691.007

Opis

Probówki typu Eppendorf o pojemności roboczej 2,0 ml firmy Sarstedt zostały wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP). Są niezbędne w laboratorium do wielu rutynowych zastosowań, m.in. badań naukowych, testów diagnostycznych oraz do bezpiecznego przechowywania próbek i materiału do badań. Wysokość probówki to 40 mm, jej średnica wewnętrzna wynosi 10,8 mm. W celu łatwiejszej identyfikacji eppendorfek proponowanych jest siedem aż wariantów kolorystycznych (przezroczyste, brązowe, fioletowe, niebieskie, zielone, czerwone oraz żółte). Probówki brązowe sprawdzą się doskonale do pracy z próbkami wrażliwymi na światło. Na powierzchni bocznej probówek reakcyjnych typu Eppendorf znajduje się skala i matowe pole przeznaczone do opisu. Można bezpiecznie wirować je przy **20 000 x g** i autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych.

Produkty posiadają certyfikat CE oraz IVD (artykuły medyczne do diagnostyki *in vitro*). Oferowane w opakowaniach zawierających 500 szt.