



Probówki typu Eppendorf z zamknięciem EasyCap - poj. 1,5 ml



Probówki typu Eppendorf wykonane z PP o pojemności 1,5 ml, z przyłączonymi na zawias zatyczkami EasyCap.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1335	Probówki typu Eppendorf EasyCap	1,5 ml	7,8 x 30 mm	worek	500 szt.	72.690.550

Opis

Probówki reakcyjne z pokrywką EasyCap wykonane z wytrzymałego przezroczystego polipropylenu (PP) mają wymiary: wysokość 39 mm i średnica wewnętrzna 10,8 mm. Zostały opracowane specjalnie do rutynowych zastosowań, w których szczególnie ważna jest łatwo dopasowująca się zatyczka oraz przejrzyste wieczko. Zatraskowa pokrywka jest luźno dopasowana. Może być perforowana, na przykład w celu pobrania próbki z probówki. Przezroczysty polipropylen umożliwia automatyczną kontrolę poziomu napełnienia i łatwą ocenę stanu próbki. Duża powierzchnia do opisu na pokrywie ułatwia jej oznakowanie.

Mikroprobówki reakcyjne EasyCap można bezpiecznie wirować przy **20 000 x g** i autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych. Opakowanie zawiera 500 szt.