




Kolby Erlenmeyera mikro

Kolby Erlenmeyera bez szlif. Wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. szyjki	Śr. kolby	Wysokość
	S-1290	Kolba Erlenmeyera mikro	5 ml	14 mm	25 mm	50 mm
	S-1291	Kolba Erlenmeyera mikro	10 ml	15 mm	30 mm	55 mm
	S-1292	Kolba Erlenmeyera mikro	25 ml	15 mm	41 mm	82 mm

Opis

Kolby Erlenmeyera bez szlif. Wykonane ze szkła borokrzemowego.