



Probówki typu Eppendorf z PP z zamknięciem SafeSeal - poj. 2,0 ml



Probówki typu Eppendorf ze szczelnym z zamknięciem SafeSeal o pojemności 2,0 ml wykonane z PP. Z podziałką i polem do opisu. Odporne na wirowanie do 25 000 x g. Autoklawowalne. Dostępne różne wersje kolorystyczne oraz 3 stopnie czystości: niesterylne, PCR Performance Tested oraz Biosphere® plus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1361	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbarwny	niesterylne	worek	1000 szt.	72.695.500
	J-1362	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	brązowy	niesterylne	worek	1000 szt.	72.695.001
	J-1372	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	brązowy	niesterylne	worek	960 szt.	72.695.051
	J-1363	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	czerwony	niesterylne	worek	1000 szt.	72.695.002
	J-1364	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	żółty	niesterylne	worek	1000 szt.	72.695.004
	J-1374	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	żółty	niesterylne	worek	960 szt.	72.695.054
	J-1365	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	zielony	niesterylne	worek	1000 szt.	72.695.005
	J-1375	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	zielony	niesterylne	worek	960 szt.	72.695.055
	J-1366	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	niebieski	niesterylne	worek	1000 szt.	72.695.006
	J-1376	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	niebieski	niesterylne	worek	960 szt.	72.695.056
	J-1367	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	fioletowy	niesterylne	worek	1000 szt.	72.695.007
	J-1377	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	fioletowy	niesterylne	worek	960 szt.	72.695.057
	J-1368	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbarwny	PCR Performance Tested	worek	1000 szt.	72.695.400
	J-1369	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbarwny	Biosphere plus	worek	250 szt.	72.695.200
	J-1370	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbarwny	Biosphere plus	pak. ind.	60 szt.	72.695.201

Opis

Probówki reakcyjne typu Eppendorf z zamknięciem SafeSeal o poj. 2,0 ml posiadają podziałkę oraz pole do opisu. Dodatkowa powierzchnia do pisania znajduje się na matowym, płaskim wieczku. Umożliwia tym samym wyraźne oznakowanie próbek. Probówki SafeSeal są wykonane z **przezroczystego polipropylenu (PP)**. Dzięki wzmocnionemu i bardzo szerokiemu złączu pokrywki zapewniają bezpieczne uszczelnienie probówek pod wpływem naprężeń mechanicznych i termicznych. Mogą być wirowane z maks. RCF **25 000 x g**, jak również sterylizować w temperaturze do 121°C. Probówki z zamknięciem SafeSeal doskonale sprawdzą się do pracy z cennymi próbkami w wymagających warunkach.

Dla łatwiejszej identyfikacji próbek dostępne również różne wersje kolorystycznej probówek SafeSeal. Wersja brązowa sprawdzi się przy próbkach wrażliwych na promieniowanie UV. Dla wymagających zastosowań dostępne są probówki SafeSeal w stopniu czystości PCR Performance Tested oraz Biosphere® plus (sterylne).

Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Wersja niesterylna oraz PCR Performance Tested dostarczane są w opakowaniach po 1000 szt. (4 x 250 szt.) lub 960 szt. (4 x 240 szt.). Probówki Biosphere® plus oferowane są w worku zawierającym 250 szt. (5 x 50 szt.) lub pakowane indywidualnie w blistry (60 szt.).