



Zapasowa głowica nożowa

Zapasowa głowica nożowa pasująca do Mikserów-homogenizatorów GK900 i GK910

Miniatura



Nr-art.

3-2093

Nazwa

Zapasowa głowica nożowa

Opis

Zapasowa głowica nożowa pasująca do Mikserów-homogenizatorów GK900 i GK910. Wykonana ze stali nierdzewnej. Do intensywnego i szybszego przetwarzania, kruszy również kostki lodu.

W komplecie z pierścieniem uszczelniającym. Pasuje do naczyń do mieszania o pojemności 2l i 4l