



Probówki reakcyjne z PP bez zatyczki



Probówki reakcyjne bez zatyczek wykonane z bezbarwnego PP o różnych pojemnościach: od 0,5 do 2,0 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1431	Probówki reakcyjne	0,5 ml	7,8 x 30 mm	worek	500 szt.	72.698.200
	J-1432	Probówki reakcyjne	1,5 ml	10,8 x 39 mm	worek	500 szt.	72.696
	J-1433	Probówki reakcyjne	2 ml	10,8 x 39 mm	worek	500 szt.	72.708
	J-1434	Probówki reakcyjne - samostojące	2 ml	10,8 x 39 mm	worek	500 szt.	72.709

Opis

Bezbarwne probówki reakcyjne ze stożkową podstawą o pojemności roboczej 0,5 ml, 1,5 oraz 2,0 ml wykonane z polipropylenu (PP). Dostarczane bez zatyczek, które można zamówić osobno. Probówki o pojemności 2,0 ml dostępne są również w opcji z kołnierzem, gwarantującym próbówce zachowanie pozycji stojącej.

Wszystkie probówki reakcyjne przystosowane są do bezpiecznego wirowania do 20000 x g. Praktyczne rozwiązanie w przypadku zastosowań specjalnych, takich jak automatyczne oczyszczanie lub porcjowanie próbek. Ścianka bez pola opisyowego i skali zapewnia dobrą widoczność próbki.

Artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Probówki reakcyjne z PP bez zatyczki pakowane są w worki po 500 szt.

Do zamknięcia próbek o pojemności 1,5 ml i 2 ml dostępne są [zatyczki](#) lub [korki](#), które należy zamawiać osobno.