



Kolby Erlenmeyera ze szlifem

Kolby Erlenmeyera wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szlif	Śr. kolby	Wysokość
	S-1402	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	25 ml	NS 14/23	42 mm	70 mm
	S-1403	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	25 ml	NS 19/26	42 mm	75 mm
	S-1404	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	50 ml	NS 14/23	51 mm	85 mm
	S-1405	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	50 ml	NS 19/26	51 mm	85 mm
	S-1406	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	50 ml	NS 24/29	51 mm	90 mm
	S-1408	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	100 ml	NS 14/23	64 mm	105 mm
	S-1409	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	100 ml	NS 19/26	64 mm	105 mm
	S-1411	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	100 ml	NS 29/32	64 mm	105 mm
	S-1412	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	250 ml	NS 19/26	85 mm	135 mm
	S-1414	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	250 ml	NS 29/32	85 mm	128 mm
	S-1415	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	500 ml	NS 19/26	105 mm	170 mm
	S-1417	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	500 ml	NS 29/32	105 mm	165 mm
	S-1419	Kolba Erlenmeyera ze szlifem	1000 ml	NS 29/32	131 mm	210 mm

Opis

Kolby Erlenmeyera wykonane ze szkła borokrzemowego.