



Kubki z PP na próbki - bez pokrywki - poj. 125 ml



Kubki o objętości roboczej 125 ml, wykonane z PP, posiadające wysokość 67 mm i średnicę otworu 66 mm. Skalowane co 25 ml. Mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. Pojemniki można doposażyć w czerwone pokrywki zatrzaskowe z PE płaskie lub z wylewem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0731	Kubki z PP na próbki - ze skalą	125 ml	66 x 67 mm	50 szt.	75.1355

Opis

Kubki na próbki wykonane z przezrystego polipropylenu (PP) o pojemności roboczej 125 ml, wysokości 67 mm i średnicy górnej 66 mm. Pojemniki posiadają skalę do 120 ml co 25 ml. Kubki można wykorzystywać w najróżniejszych dziedzinach, np. do przygotowania w nich próbek i późniejszych analizach np. fizykochemicznych. Nadają się do autoklawowania w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych. Oferowane kubki z PP na próbki mogą być doposażone [w czerwone pokrywki zatrzaskowe](#) wykonane z polietylenu (PE) płaskie albo z wylewem. Mogą wtedy służyć również do pobierania, transportowania i przechowywania odczynników lub próbek.

Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Opakowania zawierają 50 pojemników w worku.