

Pokrywki z PE - do pojemników o poj. 125 ml - śr. 66 mm



Czerwone pokrywki zatrzaskowe, wykonane z PE, przeznaczone do przejrzystych kubków 125 ml o średnicy 66 mm. Wieczka dostępne w wersji z wylewem lub płaskie. Pokrywki są pakowane po 1000 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Do pojemników	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0733	Pokrywki z PE	bez wylewu	czerwony	śr. 66 mm	1000 szt.	76.1414.100
	J-0734	Pokrywki z PE	bez wylewu	czerwony	śr. 66 mm	1000 szt.	76.1414
	J-0735	Pokrywki z PE	z wylewem	czerwony	śr. 66 mm	1000 szt.	76.1477.100
	J-0736	Pokrywki z PE	z wylewem	czerwony	śr. 66 mm	1000 szt.	76.1477

Opis

Czerwone pokrywki zatrzaskowe wykonane z PE przeznaczone do bezbarwnych [kubków o poj. 125 ml o średnicy 66 mm](#).

Oferowane są modele z płaskim wieczkiem oraz z wylewem. Zastosowanie pokrywki z wylewem umożliwia wygodne dozowanie zawartości bez konieczności otwierania kubka. Zmniejsza to ryzyko parowania lub rozchlapania zawartości. Zastosowanie kubków z czerwonymi pokrywkami pozwala na wykorzystanie pojemników do pobierania, transportowania i przechowywania odczynników lub próbek.

Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Pokrywki pakowane są po **1000 sztuk** w opakowaniu.