



Kubki z PP na próbki - bez pokrywki - poj. 30 ml



Kubki o poj. 30 ml wykonane z PP, ze skalą co 1 ml. Ich wysokość to 41 mm, a średnica górna 37 mm. Do kubków można dokupić białe pokrywki zatrzaskowe (J-0717), wyprodukowane z PE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0711	Kubki z PP na próbki - ze skalą	30 ml	37 x 41 mm	bezbardwy	50 x 75 szt.	3750 szt.	75.1337.500
	J-0712	Kubki z PP na próbki - ze skalą	30 ml	37 x 41 mm	czerwony	50 x 75 szt.	3750 szt.	75.1337.502
	J-0713	Kubki z PP na próbki - ze skalą	30 ml	37 x 41 mm	żółty	50 x 75 szt.	3750 szt.	75.1337.504
	J-0714	Kubki z PP na próbki - ze skalą	30 ml	37 x 41 mm	zielony	50 x 75 szt.	3750 szt.	75.1337.505
	J-0715	Kubki z PP na próbki - ze skalą	30 ml	37 x 41 mm	niebieski	50 x 75 szt.	3750 szt.	75.1337.506

Opis

Kubki o pojemności roboczej 30 ml wykonane z polipropylenu (PP). Sprawdzają się w laboratorium do każdego rutynowego zastosowania, m.in. w badaniach naukowych, testach diagnostycznych oraz przechowywaniu. Wysokość pojemników to 41 mm. Ich górna średnica jest równa 37 mm. Na powierzchni bocznej naczynka znajduje się skala co 1 ml.

Wszystkie kubeczki można bezpiecznie autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych. Produkty posiadają certyfikat CE. Dostarczane w opakowaniach po 3750 szt.

Kubeczki w połączeniu z [białą pokrywą zatrzaskową wykonaną z polistyrenu \(J-0717\)](#) – do kupienia osobno) tworzą pojemnik, w którym można przechowywać i bezpiecznie transportować zawartość.