

## Końcówki MicroTips Premium, 10 µl



### Końcówki pasujące do pipet:

**Biohit** (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

**Brand** (Transferpette 1 i 10 µl),

**Eppendorf** (2.5 µl (antracytowe) i 10 µl),

**Finn** (Digital Micro 2 i 10 µl),

**Gilson** (Pipetman P-2 i P-10),

**Nichiryo** (10 µl),

**Rainin** (Pipet-Classic PR2 i PR-10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10).

**Wolne od DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-720011	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwny	niesterylny	w worku (1000 szt.)
	A-720015	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwny	niesterylny	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720016	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwny	niesterylny	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-720018	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwny	sterylny	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

#### Końcówki pasujące do pipet:

**Biohit** (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

**Brand** (Transferpette 1 i 10 µl),

**Eppendorf** (2.5 µl (antracytowe) i 10 µl),

**Finn** (Digital Micro 2 i 10 µl),

**Gilson** (Pipetman P-2 i P-10),

**Nichiryo** (10 µl),

**Rainin** (Pipet-Classic PR2 i PR-10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10).

**Wolne od DNaz i RNaz.**