



Kubki z PP na próbki - bez pokrywki - poj. 500 ml



Kubki na próbki wykonane z PP. Charakteryzują się pojemnością roboczą 500 ml. Wysokość 148 mm, średnica otworu 80 mm. Opakowanie zawiera 250 kubków w worku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0748	Kubki z PP na próbki	500 ml	80 x 148 mm	mleczny	250 szt.	75.1356

Opis

Wykonane z neutralnego polipropylenu (PP) kubki mogą pomieścić do 500 ml cieczy. Mają wysokość 148 mm i górną średnicę otworu 80 mm. Mogą służyć do rozdzielania, przenoszenia, naważania oraz mieszania większych objętościowo próbek lub odczynników.

Kubki na próbki Sarstedt posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Pojemniki pakowane są po 250 szt.