



Końcówki do pipet PreCision Tips, 10 µl



Końcówki pasujące do pipet:

Biozym PreCision 10 µl, Biohit Proline 10 µl, Gilson P-2 i P-10, Finn Digital 10 µl, Rainin Pipet-Classic PR2 i PR10, Rainin Pipet-Lite SL-2 i SL-10.

Opakowanie zawiera 10 worków po 1000 końcówek (10 000 szt.).

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura



Nr-art.

A-760011

Nazwa

Końcówki do pipet PreCision Tips 10 µl

Opis

Produkty z linii PreCision odznaczają się następującymi cechami:

- precyzyjne wykonanie,
- zgodność partii,
- poświadczona zgodność z DIN 12600,
- sprawdzone i skontrolowane według DIN 12650,
- wyprodukowane w warunkach sterylności (VDI 2083 lub class 1000/US-Fed. Std. 209),
- wolne od DNaz, RNaz, ATP, pirogenów, dodatków modyfikujących, środków dyspergujących oraz metali,
- możliwość autoklawowania.

Końcówki pasujące do pipet:

Biozym PreCision 10 µl, Biohit Proline 10 µl, Gilson P-2 i P-10, Finn Digital 10 µl, Rainin Pipet-Classic PR2 i PR10, Rainin Pipet-Lite SL-2 i SL-10.

Opakowanie zawiera 10 worków po 1000 końcówek (10 000 szt.).

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.