



Pojemniki z PP na próbki - białe - z brązową zakrętką z HDPE z łopatką



Pojemniki wykonane z białego PP z brązową zakrętką i etykietą. Pojemność 25 ml lub 70 ml. W zakrętce wyprodukowanej z HDPE znajduje się zintegrowana łyżeczka. Pojemniki służą do pobierania i przechowywania próbek do badań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0837	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką z HDPE z łopatką	25 ml	28 x 54 mm	biały	niesterylne	50 szt.	80.9924.014
	J-0838	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką z HDPE z łopatką	70 ml	44 x 55 mm	biały	niesterylne	250 szt.	80.9924.027

Opis

Białe pojemniki o poj. 25 ml lub 70 ml wykonane ze sztywnego polipropylenu (PP). Dostarczane w zestawie z brązową zakrętką wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Po wewnętrznej stronie nakrętki wbudowana jest łyżeczka. Pojemniki są wyposażone w etykietę do opisu. Są lekkie i poręczne, mogą służyć do pobierania, przechowywania oraz transportu próbek do badań np.: ziarna, pasz, osadów, gleb i innych.

Proponowane artykuły uzyskały certyfikat CE oraz IVD (produkt medyczny do diagnostyki *in vitro*).