



Pojemniki z PP na próbki - z brązową zakrętką z HDPE z łopatką i etykietą



Probówki z przejrzystego PP, gwintowane z okrągłym dnem i krawędzią do stawiania, o wysokości 101 mm i średnicy 16,5 mm, w komplecie z brązową nakrętką z HDPE, do której przymocowana jest od środka łyżeczka o poj. 1 ml. Do zestawów dołączone są szpatułki w celu usuwania nadmiaru próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0831	Pojemniki z PP na próbki	z zakrętką z HDPE z łopatką	16,5 x 101 mm	brązowy	niesterylny	250 szt.	80.623.022

Opis

Pojemniki na próbki wyprodukowane z bezbarwnego polipropylenu (PP). Ich wysokość to 101 mm, a średnica – 16,5 mm. Dostarczane wraz z brązową zakrętką z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Od środka zakrętki przymocowana jest łyżeczka o pojemności około 1 ml. Do zestawu dołączona jest również szpatułka, którą można wykorzystać do usunięcia nadmiaru próbki z łyżeczki.

Pojemniki na próbki z PP mogą służyć do pobierania, transportowania i przechowywania m. in. odczynników, próbek osadów, gleb. Oferowany artykuł posiada certyfikat CE oraz IVD (produkt medyczny do diagnostyki *in vitro*). Opakowanie zawiera 250 sztuk.