




## Statywy na próbki lub płytkę PCR Eppendorf PCR Rack

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Statywy na 96 próbek do PCR lub na 1 płytkę do PCR z 96 dołkami. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 10 statywów w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-8735	Statywy Eppendorf PCR Rack	PCR	96 miejsc	mix kolorów	0030 124.545	10 szt.

### Opis

Statywy Eppendorf PCR Rack są wyposażone w 96 miejsc na próbki do PCR o poj. 0,1-0,5 ml. Mogą być również używane do pracy z 1 płytką do PCR w formacie 96-dołkowym. Statywy można ustawiać jeden na drugim. Przystosowane do przechowywania w niskiej temperaturze (do -90 °C). Autoklawowalne w 121 °C. Opakowanie zawiera 10 statywów w różnych kolorach.