



Probówki do PCR w paskach Eppendorf PCR Tube Strips - 8-stanowiskowe - poj. 0,1 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Eppendorf PCR Tube Strips o poj. 0,1 ml składają się z 8 połączonych ze sobą probówek. Dostępne w wersji bez zatyczek, z zatyczkami płaskimi lub wypukłymi. Oferowane w stopniu czystości PCR Clean. Opakowanie zawiera 120 pasków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-8761	Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe	bez zatyczek	0,1 ml	PCR Clean	0030 124.804	10 x 12 pasków	120 szt.
	K-8762	Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe	wypukłe zatyczki	0,1 ml	PCR Clean	0030 124.812	10 x 12 pasków	120 szt.
	K-8763	Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe	płaskie zatyczki	0,1 ml	PCR Clean	0030 124.820	10 x 12 pasków	120 szt.

Opis

Probówki do PCR w paskach 8-stanowiskowych Eppendorf PCR Tube Strips o poj. 0,1 ml to doskonałe rozwiązanie dla próbek o małej objętości. Wykonane z wysoce przejrzystego polipropylenu. Cienkościenne dla wydajnego transferu ciepła do próbki. Dostępne w wersji bez zatyczek, z zatyczkami płaskimi lub wypukłymi. Pokrywkę można również dokupić osobno. Probówki w paskach 8-stanowiskowych są wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Opakowanie zawiera 120 pasków.