

Końcówki do pipet LAd (Low Adhesion) Professional, 10 µl, MicroExtent



Końcówki charakteryzujące się niskim powinowactwem do substancji biologicznych. Charakteryzują się także niską przyczepnością pipetowanej substancji do wewnętrznych ścianek końcówek. Wysoka odporność chemiczna. Wyprodukowane bez domieszek, które mogłyby przeniknąć do próbki i spowodować jej kontaminację. Idealne do stosowania w technice PCR, analizie ilościowej i kontroli jakości. Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 10 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-741501	Końcówki do pipet LAd-Professional	10 µl, "MicroExtent", Low Binding	niesterylne	worek	1000 szt.
	A-741505	Końcówki do pipet LAd-Professional	10 µl, "MicroExtent", Low Binding	niesterylne	statywy	10 x 96 szt.
	A-741508	Końcówki do pipet LAd-Professional	10 µl, "MicroExtent", Low Binding	sterylne	statywy	10 x 96 szt.

Opis

Końcówki charakteryzujące się niskim powinowactwem do substancji biologicznych. Charakteryzują się także niską przyczepnością pipetowanej substancji do wewnętrznych ścianek końcówek. Wysoka odporność chemiczna. Wyprodukowane bez domieszek, które mogłyby przeniknąć do próbki i spowodować jej kontaminację. Idealne do stosowania w technice PCR, analizie ilościowej i kontroli jakości. Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 10 µl.

Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.