



Zatyczki Multiply[®] w paskach do płytek do PCR z płaską powierzchnią - 8-stanowiskowe



Zatyczki Multiply[®] w paskach 8-stanowiskowych przeznaczone do zamykania wybranych płytek do PCR Sarstedt. Płaskie. Przezroczyste. Odpowiednie do qPCR. Dostępne w stopniu czystości PCR Performance Tested.

Umożliwiają szczelne zamykanie płytek do PCR z płaską powierzchnią (bez podwyższonych obrzeży dołków).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	J-1198	Zatyczki Multiply [®] w paskach 8-stanowiskowych	bezbarwny	PCR Performance Tested	65.1998.400	300 szt.

Opis

Płaskie zatyczki Multiply[®] w paskach 8-stanowiskowych przeznaczone do szczelnego zamykania płytek do PCR, które nie mają podwyższonych obrzeży dołków (płaska powierzchnia). Pasują do bezbarwnych [płytek Multiply[®] J-1124](#) oraz [białych płytek do PCR J-1153 ora J-1157](#). Nakrywki są przezroczyste, odpowiednie do różnych technik PCR, w tym qPCR. Dzięki oznakowaniu kierunku na końcach pasków umożliwiają łatwą orientację. Produkowane w warunkach pomieszczenia czystego. Autoklawowalne. Dostępne w stopniu czystości PCR Performance Tested.