

Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe



Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe Sarstedt wykonane są z przejrzystego polistyrenu i posiadają oznakowanie alfanumeryczne. Dno płytek ma kształt F, V lub U. Płytki dostępne są w wersji sterylnej z pokrywką lub niesterylnej bez pokrywki. Wszystkie produkty są wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów i endotoksyn oraz nie wykazują działania cytotoksycznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Liczba dołków	Dno	Poj. dołka	Kolor	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	J-1211	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	bez pokrywki	96 dołków	F-kształtne	0,39 ml	bezbarwny	niesterylne	82.1581	worek	25 szt.
	J-1212	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	z pokrywką	96 dołków	F-kształtne	0,39 ml	bezbarwny	sterylne	82.1581.001	pak. ind.	50 szt.
	J-1213	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	bez pokrywki	96 dołków	U-kształtne	0,31 ml	bezbarwny	niesterylne	82.1582	worek	25 szt.
	J-1214	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	z pokrywką	96 dołków	U-kształtne	0,31 ml	bezbarwny	sterylne	82.1582.001	pak. ind.	50 szt.
	J-1215	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	bez pokrywki	96 dołków	V-kształtne	0,29 ml	bezbarwny	niesterylne	82.1583	worek	25 szt.
	J-1216	Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe	z pokrywką	96 dołków	V-kształtne	0,29 ml	bezbarwny	sterylne	82.1583.001	pak. ind.	50 szt.

Opis

Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe firmy Sarstedt zostały wykonane z **wysokiej jakości przejrzystego polistyrenu (PS)**. Ich wymiary są zgodne ze standardami ANSI/SLAS, co zapewnia kompatybilność z większością urządzeń i czytników różnych producentów. Wszystkie modele posiadają czytelne oznakowanie alfanumeryczne, co ułatwia identyfikację dołków.

Dostępne są płytki z **trzema typami dna**: płaskim (**F**), okrągłym (**U**) oraz V-kształtnym (**V**). Każdy z tych modeli występuje w **wersji niesterylnej lub sterylnej**. Wszystkie płytki są **wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów i endotoksyn** oraz nie wykazują działania cytotoksycznego.

Płytki niesterylne są oferowane bez pokrywek i pakowane w worki po 25 sztuk. **Płytki sterylne dostarczane są z pokrywką**, pakowane indywidualnie po 50 sztuk. Na każdej płytce znajduje się numer LOT oraz data ważności.

Do płytek titracyjnych można dokupić kompatybilne **pokrywki**. Można je również zamykać za pomocą **folii octanowej**.