


Pokrywki do płytek mikrolitrowych 96-dołkowych



Pokrywki pasujące do płytek mikrolitrowych 96-dołkowych oraz płytek do ELISA firmy Sarstedt. Wykonane z PS. Posiadają pierścienie kondensacyjne. Pakowane po 25 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	J-1218	Pokrywki do płytek mikrolitrowych 96-dołkowych	82.1584	25 szt.

Opis

Pokrywki przeznaczone do [płytek mikrolitrowych 96-dołkowych](#) oraz płytek do ELISA firmy Sarstedt. Zapobiegają parowaniu próbek. Chronią je również przed zanieczyszczeniem. Wykonane z przejrzystego polistyrenu (PS). Posiadają pierścienie kondensacyjne. Są wolne od DNA, DNaz, RNaz, endotoksyn oraz pirogenów. Niecytotoksyczne. Oferowane w opakowaniach po 25 sztuk.