



Płytki mikrolitrowe Terasaki



Płytki mikrolitrowe Terasaki 60-dołkowe w komplecie z pokrywką. Wykonane z PS. Bezbardne. Dołki stożkowe (V-kształtne). Sterylne. Powierzchnia TC-treated.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Poj. dołka	Dno	Powierzchnia	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	J-1236	Płytki mikrolitrowe Terasaki	60 dołków	10 µl	V-kształtne	TC-treated	sterylny	83.9923.972	10 szt.

Opis

Płytki mikrolitrowe Terasaki 60-dołkowe w komplecie z pokrywką. Przeznaczone do oznaczania antygenów HLA. Wykonane z bezbarwnego polistyrenu z powierzchnią obrabianą w celu ułatwienia adhezji komórek (TC-treated). Dołki stożkowe (V-kształtne). Płytki są sterylizowane promieniowaniem γ . Opakowanie zawiera 10 sztuk.