



Maty zamykające do płytek MegaBlock[®]



Maty zamykające przeznaczone do płytek głębokodołkowych MegaBlock[®]. Bezbarwne. Wykonane z TPE lub EVA. Wolne od DNA, DNaz, RNaz. Nie zawierają pirogenów i endotoksyn. Opakowanie zawiera 50 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do	Materiał	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1258	Maty zamykające do płytek MegaBlock [®]	płytek MegaBlock [®] o poj. 0,5 i 1,2 ml	TPE	5 x 10 szt.	50 szt.	95.1990.002
	J-1259	Maty zamykające do płytek MegaBlock [®]	płytek MegaBlock [®] o poj. 2,2 ml	EVA	5 x 10 szt.	50 szt.	95.1991.002

Opis

Bezbarwne maty zamykające przeznaczone do [płytek głębokodołkowych MegaBlock[®]](#). Zabezpieczają próbki przed parowaniem. Chronią również przez zanieczyszczeniem. Model kompatybilny z płytkami o poj. 0,5 i 1,2 ml (J-1251-J-1253) jest wykonany z TPE (elastomerów termoplastycznych). Może być przebijany. Natomiast maty przeznaczone do płytek deepwell MegaBlock[®] o poj. 2,2 ml są wykonane z tworzywa EVA (poli(etylen-co-octan winylu)).

Wszystkie maty zamykające do płytek MegaBlock[®] są wolne od DNA, DNaz, RNaz. Nie zawierają pirogenów i endotoksyn. Opakowanie zawiera 50 szt.