




Folie octanowe do płytek - przezroczyste



Folia octanowa do zamykania płytek mikrolitrowych i płytek do ELISA. Bezbarwna, samoprzylepna. Można ją stosować w temperaturze od -40 °C do 100 °C. Opakowanie zawiera 100 szt.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Materiał | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|--------------------------|----------|----------|---------------|
|  | J-1281 | Folie octanowe do płytek | octan | 100 szt. | 82.1586 |

Opis

Folia octanowa przeznaczona do zamykania [płytek mikrolitrowych](#) i [płytek do testów ELISA](#). Skutecznie chroni zawartość płytek przed parowaniem. Zabezpiecza próbki przed zanieczyszczeniem. Folia jest bezbarwna i samoprzylepna. Można ją stosować w szerokim zakresie temperatur: -40 °C do 100 °C. Opakowanie zawiera 100 szt.