



Pipety serologiczne z PS - o poj. 1 ml - 50 ml



Pipety serologiczne wykonane z PS. Pojemność do 1 ml do 50 ml. Z czytelną, **dwukierunkową podziałką**. Oznaczone kodem barwnym, co pozwala szybko zidentyfikować pipetę o odpowiedniej pojemności. Dostępne w wersji sterylnej z zatyczką z waty.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Podziałka	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2141	Pipety serologiczne z PS	bez zatyczki	1 ml	0,01 ml	żółty	niesterylne	worek	200 szt.	86.1251
	J-2142	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	1 ml	0,01 ml	żółty	sterylne	worek	25 szt.	86.1251.025
	J-2143	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	1 ml	0,01 ml	żółty	sterylne	pak. ind.	100 szt.	86.1251.001
	J-2144	Pipety serologiczne z PS	bez zatyczki	2 ml	0,01 ml	zielony	niesterylne	worek	200 szt.	86.1252
	J-2145	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	2 ml	0,01 ml	zielony	sterylne	worek	25 szt.	86.1252.025
	J-2146	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	2 ml	0,01 ml	zielony	sterylne	pak. ind.	100 szt.	86.1252.001
	J-2147	Pipety serologiczne z PS	bez zatyczki	5 ml	0,1 ml	niebieski	niesterylne	worek	100 szt.	86.1253
	J-2148	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	5 ml	0,1 ml	niebieski	sterylne	worek	25 szt.	86.1253.025
	J-2149	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	5 ml	0,1 ml	niebieski	sterylne	pak. ind.	50 szt.	86.1253.001
	J-2150	Pipety serologiczne z PS	bez zatyczki	10 ml	0,1 ml	pomarańczowy	niesterylne	worek	100 szt.	86.1254
	J-2151	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	10 ml	0,1 ml	pomarańczowy	sterylne	worek	25 szt.	86.1254.025
	J-2152	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	10 ml	0,1 ml	pomarańczowy	sterylne	pak. ind.	50 szt.	86.1254.001
	J-2154	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	25 ml	0,2 ml	czerwony	sterylne	worek	20 szt.	86.1685.020
	J-2155	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	25 ml	0,2 ml	czerwony	sterylne	pak. ind.	25 szt.	86.1685.001
	J-2158	Pipety serologiczne z PS	z zatyczką z waty	50 ml	0,5 ml	fioletowy	sterylne	pak. ind.	30 szt.	86.1256.001

Opis

Pipety serologiczne wykonane z przezrystego polistyrenu (PS). Posiadają nadrukowany kolorowy pasek – kod barwny, który umożliwia łatwą i szybką identyfikację pipety o szukanej pojemności. Wyposażone w czytelną, **dwukierunkową skalę**. Wymiary wynoszą 4 x 270 mm. Sterylne pipety serologiczne oferujemy w poj. od 1 ml do 25 ml. Wyposażone w zatyczkę z waty. Dostępne w dwóch typach opakowania:

- worek,
- opakowanie typu blister (pak. ind.).

Sterylnie, pakowane indywidualnie pipety serologiczne Sarstedt są certyfikowane jako wolne od pirogenów i endotoksyn oraz niecytotoksyczne.

Pipety serologiczne są uniwersalne, pasują do pipetorów różnych producentów. Model o poj. 25 ml posiada specjalne żebra prowadzące na ustniku. Zapewniają one pewne, stabilne osadzenie w adapterze mocującym pipetora.