



Pipety aspiracyjne z PS



Pipety aspiracyjne z PS o pojemności 2 ml. Sterylne, bez nadruku i zatyczki. Pakowane indywidualnie. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2162	Pipety aspiracyjne z PS	bez zatyczki	2 ml	sterylny	pak. ind.	100 szt.	86.1252.011

Opis

Polistyrenowe pipety aspiracyjne o pojemności 2 ml. Sterylne, wolne od pirogenów i endotoksyn, niecytotoksyczne. Nie posiadają nadruku i zatyczki z waty. Przeznaczone do odsysania płynów pompą próżniową. Sprawdzą się również w manualnych zastosowaniach niewymagających dużej precyzji. Pakowane indywidualnie (blister). Opakowanie zawiera 100 sztuk.