



Pipety do rozcieńczeń z PS



Pipety serologiczne z PS o poj. 1,1 ml do przygotowywania rozcieńczeń. Sterylne, wyposażone w podziałkę. Bez zatyczki z waty. Opakowanie zawiera 25 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Końcówka	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2164	Pipety do rozcieńczeń z PS	bez zatyczki	bez końcówki	1,1 ml	sterylny	worek	25 szt.	86.1686.225
	J-2165	Pipety do rozcieńczeń z PS	bez zatyczki	z końcówką	1,1 ml	sterylny	worek	25 szt.	86.1686.025

Opis

Pipety do rozcieńczeń firmy Sarstedt wykonane polistyrenu. Pojemność 1,1 ml z podziałką na 0,5 ml, 1 ml i 1,1 ml. Wolne od pirogenów i endotoksyn, niecytotoksyczne. Nie posiadają zatyczki z waty. Pakowane w worki po 25 sztuk. Pipety Demeter służą do przygotowywania rozcieńczeń i sporządzania roztworów do badań bakteriologicznych np. w laboratoriach spożywczych. Pipety z otwartym wylewem sprawdzą się przy zawiesinach, lepkich, gęstych cieczach.