



## Końcówki do pipet Sarstedt - w pudełku



Bezbarwne końcówki do pipet Sarstedt o poj. od 0,1 µl do 10 ml oferowane w pudełkach. Wykonane z polipropylenu. Dopasowane do pipet automatycznych wielu producentów. Zgodne z ISO 8655-2. Końcówki o poj. do 1250 µl oferowane są w stopniu czystości PCR Performance Tested lub Biosphere<sup>®</sup> plus.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                          | Pojemność     | Długość  | Kod barwny         | Stopień czystości      | Pakowane    | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|------------------------|-------------|----------|---------------|
|           | J-3031  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 0,1-10 µl     | 31 mm    | ciemnoszary        | PCR Performance Tested | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3010.200   |
|           | J-3032  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 0,1-10 µl     | 31 mm    | ciemnoszary        | Biosphere plus         | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3010.205   |
|           | J-3033  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 0,1-20 µl     | 46 mm    | jasnoszary         | PCR Performance Tested | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3020.200   |
|           | J-3034  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 0,1-20 µl     | 46 mm    | jasnoszary         | Biosphere plus         | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3020.205   |
|           | J-3037  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 20-200 µl     | 51 mm    | żółty              | PCR Performance Tested | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3030.200   |
|           | J-3038  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 20-200 µl     | 51 mm    | żółty              | Biosphere plus         | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3030.205   |
|           | J-3039  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 20-250 µl     | 51 mm    | jasnopomarańczowy  | PCR Performance Tested | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3031.200   |
|           | J-3040  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 20-250 µl     | 51 mm    | jasnopomarańczowy  | Biosphere plus         | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3031.205   |
|           | J-3041  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 30-300 µl     | 60 mm    | ciemnopomarańczowy | PCR Performance Tested | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3040.200   |
|           | J-3042  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 30-300 µl     | 60 mm    | ciemnopomarańczowy | Biosphere plus         | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3040.205   |
|           | J-3043  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 100-1000 µl   | 72 mm    | ciemnoniebieski    | PCR Performance Tested | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3050.200   |
|           | J-3044  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 100-1000 µl   | 72 mm    | ciemnoniebieski    | Biosphere plus         | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3050.205   |
|           | J-3045  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 100-1250 µl   | 90 mm    | ciemnoniebieski    | PCR Performance Tested | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3060.200   |
|           | J-3046  | Końcówki do pipet - w pudełku                  | 100-1250 µl   | 90 mm    | ciemnoniebieski    | Biosphere plus         | 5 x 96 szt. | 480 szt. | 70.3060.205   |
|           | J-3047  | Końcówki - typu Gilson - w pudełku             | 500-5000 µl   | 123 mm   | różowy             | niesterylny            | 50 szt.     | 50 szt.  | 70.1183.101   |
|           | J-3048  | Końcówki - typu Eppendorf - w pudełku          | 500-5000 µl   | 123 mm   | różowy             | niesterylny            | 50 szt.     | 50 szt.  | 70.1183.102   |
|           | J-3049  | Końcówki - typu Eppendorf / Gilson - w pudełku | 1000-10000 µl | 160,8 mm | jasnoniebieski     | niesterylny            | 25 szt.     | 25 szt.  | 70.1187.101   |

## Opis

**Końcówki do pipet automatycznych Sarstedt** wykonane z bezbarwnego polipropylenu (PP) charakteryzują się wysoką przejrzystością i dokładnością. Końcówki wyposażone w pierścienie poziomego napełnienia. Pasują zarówno do pipet jednokanałowych, jak i wielokanałowych producentów takich jak: Sarstedt, Eppendorf, Finnpiette, Gilson, Sartorius, Brand czy Socorex. Kompatybilność z popularnymi pipetami została przetestowana zgodnie z normą **DIN EN ISO 8655** i jest potwierdzona certyfikatem zgodności.

Oferowane końcówki o poj. do 1250 µl posiadają certyfikat jakości **PCR Performance Tested** (wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR) lub **Biosphere® plus** (sterylne, wolne od ATP, DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, pirogenów i endotoksyn). Mają również certyfikat **IVD** oraz **CE** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Natomiast końcówki 5 i 10 ml są niesterylne. Nie są również produktami medycznymi. Wszystkie modele mogą być sterylizowane w autoklawie w 121°C.

Końcówki do pipet Sarstedt są oznaczone kodem barwnym. W przypadku końcówek pakowanych w pudełka – różnią się kolorem podstawki. Pozwala to na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności. Na każdej podstawie znajdują się laserowo nadrukowane informacje dotyczące pojemności, numeru partii czy terminu ważności końcówek.

Pudełka wyposażone są w praktyczny mechanizm blokujący, który zabezpiecza zawartość i gwarantuje szczelne zamknięcie. Dzięki temu końcówki do pipet w pudełkach są wytrzymałe na trudne warunki transportu, przechowywania lub autoklawowania. Konstrukcja pokrywy i podstawy jest zaprojektowana tak, że pozwala na układanie kilku pudełek jedno na drugim. Dzięki temu końcówki można przechowywać w sposób kompaktowy, zajmujący mało miejsca.

Końcówki o poj. od 0,1 µl do 1250 µl są pakowane są w pudełka po 96 szt. Opakowanie zawiera 5 takich pudełek. Końcówki do pipet o poj. 5 ml pakowane są w pudełka po 50 sztuk, natomiast o poj. 10 ml – po 25 sztuk.

Po wykorzystaniu końcówek pudełko można ponownie napełnić korzystając z [końcówek w worku](#), [podstawek SingleRefill](#) lub [StackPack](#). Dla bardziej wymagających zastosowań dostępne są końcówki do pipet z filtrem oraz niskoretencyjne – z filtrem lub bez.