














Końcówki do pipet Sarstedt z filtrem - w pudełku



Sterylnie końcówki do pipet z filtrem firmy Sarstedt wykonane z polipropylenu. Charakteryzują się wysoką przezroczystością. Ze znacznikami. Dostosowane do pipet automatycznych wielu producentów. Stopień czystości Biosphere® plus. Pakowane w pudełka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-3110	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	0,1-2,5 µl	31 mm	ciemnoszary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3010.265
	J-3111	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	0,1-10 µl	31 mm	ciemnoszary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3010.255
	J-3112	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	0,1-20 µl	46 mm	jasnoszary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3020.255
	J-3114	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	2-20 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3030.265
	J-3115	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	10-100 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3030.255
	J-3116	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	20-200 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3031.255
	J-3117	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	30-300 µl	60 mm	ciemnopomarańczowy	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3040.255
	J-3118	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	100-1000 µl	72 mm	ciemnoniebieski	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3050.255
	J-3119	Końcówki XL do pipet z filtrem - w pudełku	100-1000 µl	90 mm	ciemnoniebieski	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3060.255
	J-3120	Końcówki do pipet z filtrem - w pudełku	1250 µl	103 mm	niebieski	Biosphere plus	8 x 96 szt.	768 szt.	70.1186.210
	J-3121	Końcówki XL do pipet z filtrem - w pudełku	1250 µl	108 mm	niebieski	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70.3070.255

Opis

Końcówki do pipet automatycznych Sarstedt z filtrem pakowane w pudełka. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Filtr wykonany z tworzywa hydrofobowego. Końcówki cechują się dobrą przezroczystością i precyzją. Posiadają znaczniki poziomu napełnienia. Pasują do pipet, w tym również wielokanałowych, takich firm jak: Sarstedt, Sartorius Biohit, Socorex, Eppendorf, Brand, Gilson. Są kompatybilne również z innymi pipetami wymagającymi końcówek o tych samych wymiarach. Zgodne z normą **DIN EN ISO 8655**. Końcówki do pipet Sarstedt z filtrem posiadają certyfikat **IVD** oraz **CE** (produkty medyczne do

diagnostyki *in vitro*). Oferowane w stopniu czystości **Biosphere® plus** (sterylizowane gazowo, wolne od ATP, DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, pirogenów i endotoksyn).

Dla łatwego i szybkiego doboru odpowiedniej końcówki i pipety, końcówki z filtrem Sarstedt są kodowane kolorystycznie. Na każdej tacce znajdują się laserowo nadrukowane informacje dotyczące pojemności, numeru partii czy terminu ważności końcówek. Pudełko można ustawiać w stosy, co pozwala na oszczędność miejsca na przechowywanie. Praktyczny mechanizm zamykający pudełko szczelnie zabezpiecza zawartość również podczas transportu i przechowywania.

Hydrofobowy materiał filtra zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza pipety oraz pobieranych próbek przez aerozole, które powstają podczas pipetowania. Końcówki do pipet z filtrem są niezbędne w wielu zastosowaniach, w których nie można dopuścić do zanieczyszczeń krzyżowych. Są to m. in. PCR, mikrobiologia, praca z próbkami radioaktywnymi i wiele innych.

Końcówki do pipet Sarstedt z filtrem dostępne są również w formie [SingleRefill](#). Dla bardziej zaawansowanych zastosowań odpowiednie mogą być niskoretencyjne końcówki z filtrem pakowane w pudełko lub SingleRefill.