

Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 µl - sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-780017	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylny	w worku (1000 szt.)
	A-692139	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylny	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biohit (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),
Eppendorf (2.5 µl),
Finn (Digital 10 µl, Focus Micro 10 µl),
Gilson (Pipetman P-2 i P-10),
Nichiryo (10 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR2 i PR10, Pipet-Lite SL-2 i SL-20).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.