






## Roztwory buforowe pH w torebkach foliowych



Roztwory buforowe pH zapakowane w torebkach foliowych Bioanalytik-4S. Szczelne opakowania zapewniają dłuższą trwałość oraz świeżość odczynników. Przeznaczone są do kalibrowania elektrod bezpośrednio w torebce. Z nadrukowaną tabelą kompensacji temperatury. Opakowania zawierają 10 torebek.

| Miniatura  | Nr-art. | Nazwa                                 | Wartość pH | Szt./Op.   |
|--|---------|---------------------------------------|------------|------------|
|   | 1-1620  | Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 4,00 pH    | 10 torebek |
|   | 1-1621  | Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 7,00 pH    | 10 torebek |
|  | 1-1622  | Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach | 9,00 pH    | 10 torebek |

### Opis

Roztwory buforowe pH zapakowane w torebkach foliowych Bioanalytik-4S. Szczelne opakowania zapewniają dłuższą trwałość oraz świeżość odczynników. Przeznaczone są do kalibrowania elektrod bezpośrednio w torebce. Z nadrukowaną tabelą kompensacji temperatury. Opakowania zawierają 10 torebek.