



Statywy DishRack do szalek Petriego



Statywy DishRack zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przechowywaniu i wygodnym transporcie szalek Petriego o średnicy od 92 do 100 mm. Wykonane z trwałego poliwęglanu (PC), charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną i termiczną, dzięki czemu nadają się do autoklawowania. Model DishRack 50 mieści do 52 szalek, natomiast większy wariant DishRack 80 pozwala na przechowywanie aż 88 szalek Petriego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Wysokość	Kolor	Liczba miejsc	Nr producenta
	J-5001	Statyw DishRack 50	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	240 mm	bezbarny	52 miejsca	93.1647
	J-5002	Statyw DishRack 50	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	240 mm	czerwony	52 miejsca	93.1647.001
	J-5003	Statyw DishRack 50	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	240 mm	żółty	52 miejsca	93.1647.002
	J-5004	Statyw DishRack 50	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	240 mm	niebieski	52 miejsca	93.1647.003
	J-5005	Statyw DishRack 50	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	240 mm	zielony	52 miejsca	93.1647.004
	J-5021	Pas silikonowy	statyw DishRack 50	240 mm	bezbarny	-	93.1647.050
	J-5011	Statyw DishRack 80	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	370 mm	bezbarny	88 miejsc	93.1646
	J-5012	Statyw DishRack 80	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	370 mm	czerwony	88 miejsc	93.1646.001
	J-5013	Statyw DishRack 80	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	370 mm	żółty	88 miejsc	93.1646.002
	J-5014	Statyw DishRack 80	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	370 mm	niebieski	88 miejsc	93.1646.003
	J-5015	Statyw DishRack 80	szalki Petriego o śr. 92 - 100 mm	370 mm	zielony	88 miejsc	93.1646.004
	J-5022	Pas silikonowy	statyw DishRack 80	370 mm	bezbarny	-	93.1646.080

Opis

Statywy DishRack to stojaki na szalki Petriego wykonane z poliwęglanu (PC). Dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych. Służą do uporządkowania w stosy dużej liczby okrągłych szalek Petriego o średnicy 92-100 mm. Mieszczą się w nich, na czterech stosach, maksymalnie 52 szalki (DishRack 50) lub 88 szalek Petriego (DishRack 80).

Dzięki elastycznym paskom silikonowym, utrzymującym szalki Petriego w statywie, można wyciągać je i wkładać jedną ręką, w dowolnej kolejności. Eliminuje to konieczność pracochłonnego przegrupowywania zawartości całej kolumny. Paski silikonowe mogą również służyć jako pole do opisu. Jest to szczególnie przydatne na stanowiskach obsługiwanych przez wielu użytkowników. Statywy DishRack nadają się do transportu, inkubacji oraz przechowywania krótko- i długoterminowego szalek Petriego. Znacznie ułatwiają organizację powierzchni roboczych w laboratorium.

Statywy są odporne na wysokie i niskie temperatury oraz większość roztworów kwasowych i zasadowych. Statywy DishRack można autoklawować.

Zapasowe pasy mocujące do statywów na szalki Petriego DishRack 50 oraz DishRack 80 można dokupić oddzielnie. Charakteryzują się dużą elastycznością i trwałością. Dostarczane są w opakowaniach po 1 szt.