



## Końcówki SafeSeal Tips Professional 20 µl, sterylne, Low Binding



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                                                            | Pakowane                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | A-770050 | Końcówki SafeSeal Tips Professional 20 µl, sterylne, Low Binding | w statywie (10 statywów po 96 szt.) |

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 20 µl, mLine 20 µl),  
**Brand** (20 µl),  
**Eppendorf** (20 µl (żółte)),  
**Gilson** (P-20),  
**Finn** (20 µl).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.**