







## Roztwory do przechowywania, neutralizacji i miareczkowania kompleksów metali

Roztwory elektrolitowe KCl do przechowywania elektrod - 3 mol/dm<sup>3</sup>. Gotowe do użytku. Dostarczane w butelkach.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa  | Pojemność |
|---|---------|--|-----------|
|    | 3-1956  | Roztwór elektrolitowy KCl - 3 mol/dm <sup>3</sup>  | 250 ml    |
|    | 4-1068  | Roztwór elektrolitowy KCl - 3 mol/dm <sup>3</sup>  | 1000 ml   |
|    | 4-1069  | Roztwór elektrolitowy KCl + AgCl - 3 mol/dm <sup>3</sup>   | 1000 ml   |
|  | 4-1022  | Komplekson III (Na:EDTA) - roztwór do kompleksometrycznego miareczkowania metali - 0,1 mol/dm <sup>3</sup> | 1000 ml   |

### Opis

Roztwory elektrolitowe KCl do przechowywania elektrod - 3 mol/dm<sup>3</sup>. Gotowe do użytku. Dostarczane w butelkach.