



Butelka do przechowywania elektrod

Szklane butelki przeznaczone do bezpiecznego przechowywania elektrod. Gotowe do użycia butelki dostarczane są wraz z 3 M roztworem KCl (butelka 250 ml). Zakrętka z gwintem GL45 posiada specjalną silikonową uszczelkę.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



3-1950

Szklana butelka do przechowywania elektrod i testerów pH w zestawie z roztworem KCl 3 mol/dm³ o poj. 250 ml

Opis

Szklane butelki przeznaczone do bezpiecznego przechowywania elektrod. Gotowe do użycia butelki dostarczane są wraz z 3 M roztworem KCl (butelka 250 ml). Zakrętka z gwintem GL45 posiada specjalną silikonową uszczelkę. Otwór o śr. 12 mm pasuje do większości powszechnie używanych elektrod. Chronią elektrody i testery pH nie tylko przed wysychaniem, ale także przed rozbiciem przy niewłaściwym przechowywaniu.